

Наименование лечебно-профилактической организации
ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская
поликлиника №2»



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКП на ПХВ «ТГП №2»

С. Нурмухамбетова

« 20 » 02 2018 г.

ЗАЯВКА для клинико-диагностической лаборатории

№	Наименование	Описание	Ед.и зм.	Кол- во	Цена за едини цу	Сумма
Автоматический биохимический анализатор ABX Pentra 400 (HoribaABXSAS)						
1	Глюкоза (пероксидазным- д) GlucosePAPCP	Диагностический реагент для количественного определения глюкозы пероксидазным методом (PAP) в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент Фосфатный буфер, pH 7,40 – 13,8 ммоль/л Фенол - ммоль/л-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Реагент Глюкозооксидаза $\geq 10\ 000$ Е/Л Пероксидаза ≥ 700 Е/Л Азид натрия $< 0,1\ \%$ Для автоматического биохимического анализатора Pentra 400	флак он	10	10200	102000
2	Аспартатаминотрансфераза AST CP	Диагностический реагент для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: ТРИС, pH 7,65 – 110 ммоль/л L- аспартат – 320 ммоль/л МДГ (малатдегидрогеназа) ≥ 800 Е/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа ≥ 1200 Е/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: 2 – оксоглутарат 65 ммоль/л НАДН 1 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора Pentra 400	флак он	10	15000	150000

3	АЛТ Алататаминотрансфераза ALT CP	Диагностический реагент для количественного определения аламиноминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1 ТРИС, рН 7,15 – 140 ммоль/л L- аланин – 700 ммоль/л ЛДГ (лактадегидрогеназа) ≥ 2300 Е/л Азид натрия < 12/л Реагент 2 2 – оксоглутарат – 85 ммоль/л НАДН – 1 ммоль/л Азид натрия ≤ 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора Pentra 400	флак он	10	15000	150000
4	Билирубинобщий Bilirubin total CP	Диагностический реагент для количественного определения общего билирубина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Фосфатный буфер 50 ммоль/л NaCl 150 ммоль/л Детергенты, стабилизаторы Реагент 2: 2,4-дихлорфенил diaзониевая соль 5 ммоль/л HCl 130 ммоль/л Детергент Для автоматического биохимического анализатора Pentra 400	флак он	10	12100	121000
5	ХолестеринCholesterol CP	Диагностический реагент для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент Буфер Гудса, рН 6,7 – 50 ммоль/л Фенол – 5 ммоль/л 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Холестеролэстераза (CHE) ≥ 200 Е/л Холестеролоксидаза(CHO) ≥ 50 Е/л Пероксидаза (POD) ≥ 3кЕ/л Азид натрия 0,95 г/л	флак он	10	19030	190300

		Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400				
6	С-Реактивный белок	Для биохимического анализатора Pentra 400	УП	2	15200	30400
7	Креатинин Creatinine 120 CP	Диагностический реагент для количественного определения креатинина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Гидроксид натрия – 0,25 моль/л Поверхностно активные вещества Реагент 2: Пикриновая кислота – 20,5 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора Pentra 400	Флак кон	10	10920	109200
8	Рем.комплект для биохимического анализатора	Рем.комплект для биохимического анализатора	набо р	1	180 000	180 000
9	Чистящий реагент Clean Chem CP	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) pH раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8° С. для автоматического биохимического анализатора Pentra 400	Флак он	10	9715	97150
10	Депротеинизирующий реагент Deproteinizer CP	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Содержит гипохлорид натрия (29% об./об. С содержанием активного хлора 15%), а также гидроксид натрия (<0,5%) pH раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора Pentra 400	Флак он	5	14247	71235

11	Реагент для определения общего белка Total Protein CP	Диагностический реагент для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент Калий йодид - 6 ммоль/л Натрия хлорида тартрат – 21 ммоль/л Меи сульфат – 6 ммоль/ л Натрия гидроксид – 58 ммоль/л Стабильность: в закрытой пробирке при комнатной температуре: до 1 недели При температуре 4-8°C: до 1 месяца При состоянии глубокой заморозки: > 1 года Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	флак он	5	9000	45000
12	Реагент для определения мочевой кислоты UricAcid	Диагностический реагент для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Фосфатный буфер , рН 7,00 125 ммоль/л EHSP 1.38ммоль/л Аскорбатоксидаза ≥ 110 Е/л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия < 0,1% Реагент 2: 4 – аминоантипирин 1,8 ммоль/л Е/л Уриказы ≥ 700 Е/л Пероксидаза ≥ 7500 Е/л Ферроцианид 250 мкмоль/л Бычий альбумин 0,2 % Азид натрия <0,1 % Для автоматического биохимического анализатора APentra 400	флак	3	17 200	51600
Коагулограмма						
13	Протромбинтест-PT Test Prothrombin 10*2 ml	<i>Набор для ручного и автоматического определения протромбинового времени.</i> Реагент 1 Протромбиновый реагент - Тромбопластин кроличий и CaCl₂	набо р	20	23456	469120

		Полибрен, Стабилизатор				
		Реагент 2				
		Буфер				
		Буфер				
		10*2 мл				

Иммуноферментный анализатор LAZURITE

14	Анти ТПО	Реагент для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови. Для анализатора Лазурит.	Набор	2	51 480	102 960
15	Т4 свободный	Реагент для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови. Для анализатора Лазурит.	Набор	1	48 240	48 240
16	ТТГ	Реагент для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови.	набор	1	43 000	43 000

Гематологический анализатор Pentra Nexus

17	Контрольная кровь (1N+1H+1L)	три уровня контроля,предназначенный для использования в целях мониторинга точности серии Контрольная кровь содержит эритроциты человека,моделируемые белые клетки крови и тромбоциты млекопитающих в образце плазмы.	набор	1	91000	91000
18	Дилуент	Буферный изотонический раствор, предназначенный для защиты, разведения и определения количества клеток крови и измерения гематокрита Состав: Натрия фторид<3% Азид натрия.....<20% Диметиллол мочевины.....<0,1% Гидроксид натрия..... <1% pH: 7,0±0,1(T=20°) удельное сопротивление: 60±6Ом(E=20°)	кор	3	46 000	138000
	Дилуент	Для гематологического анализатора ABX Micros ES60	кор	3	29956	89868
19	Рем.комплект гематологический анализатор	Рем комплект на гематологический анализатор	набор	1	27 000	27 000
20	Очиститель	Очиститель. Реагент для дифференцирования и растворения кровяных телец. Процедура измерения, используемая прибором: Прицип метода, специфические	Флак	2	14 000	28 000

		аналитические характеристики использования: см. «Раздел: Спецификации» в инструкции пользователя данного прибора. Состав: Гипохлорит натрия 9% 13% Гидрооксид натрия..... 0,26% pH: 12,4±0,5(T=20°C) Удельное сопротивление: не известен Описание: жидкость желтого оттенка.				
21	Раствор для подсчета и дифференцировки лейкоцитов 5 л	Описание: Прозрачный и бесцветный водный раствор. Светочувствительный. Состав: Органический буфер < 5% Детергент < 1% Консервант < 0,1% Хранение и стабильность после вскрытия ■ Условия хранения: 18-25°C (65-77°F). Не замораживать. ■ Стабильность после вскрытия: Максимум 10 месяцев при температуре 18-25°C (65-77°F) после открытия. Методика Лизирующий II разрушает мембраны лейкоцитов (WBC) за исключением базофилов. Дифференцирование размера между базофилами и другими ядродержащими лейкоцитами осуществляется путем измерения объема (сопротивления). Для гематологического анализатора PentraDXNexus.	Кан	2	98 000	196 000
22	Окрашивающий раствор	Прозрачный слегка оранжевый водный раствор. Светочувствительный. Состав: Органический буфер < 5% Хромофор < 1% Спирт < 3% Консервант < 0,1% Условия хранения и стабильность с ■ Условия хранения (до вскрытия): 18-25°C (65-77°F).	фл	2	14000 0	280000

		Хранить в защищенном от света месте. Не замораживать. ■ Стабильность во вскрытом состоянии: 2 месяца максимум при 18-25°C (65-77°F) после вскрытия, в пределах срока годности. Для гематологического анализатора PentraNexus				
	Гепатит С тесты		набор	15	22000	330000
23	Многопараметрическое средство контроля	Это трехуровневое многопараметрическое средство контроля, предназначенное для использования при проведении диагностики in vitro и разработанное для применения при мониторинге точности и достоверности гематологических анализаторов. Состав: лейкоциты (WBC), эритроциты (RBC) и тромбоциты (PLT) млекопитающих, взвешенные в жидкости, схожей с плазмой крови Описание: По внешнему виду похож на свежую цельную кровь. Наличие розоватого супернатанта является нормой. Для гематологического анализатора PentraNexus	флак	1	89757	89757
	ИТОГО					3 230930

зав. кат.

4.09.2018

мл. мед. Деев

Мед